


报告基因质粒阳性对照(CMV-Luc)

CMV-Luc 是吉满生物改造后的哺乳动物真核表达载体，CMV promoter 启动 luciferase 荧光蛋白表达；SV40 promoter 启动 NeoR 抗性表达。可以用于 Luc 报告基因的阳性对照。

图谱信息：



质粒元件信息：

CMV enhancer	42..345
CMV promoter	346..549
minP	651..682
Kozak	709..714
luciferase	715..2367
SV40 poly(A) signal	2411..2532
SV40 promoter	2726..3083
NeoR/KanR	3114..3908
poly(A) signal	3933..3981
ori	4308..4896
AmpR	5096..5956
poly(A) signal	6061..6109
pause site	6123..6214

CMV-Luc 质粒测序引物：

5'-TAGCAAAATAGGCTGTCCC-3'

产品基本信息

产品编号	产品名称	包装规格
GM-0210PC	报告基因质粒阳性对照(CMV-Luc)	1 µg

使用说明:

收到产品后请尽快安排转化扩增。

CMV-Luc 可以采用常规转染方法转染哺乳动物细胞。用荧光素酶检测试剂盒或双荧光素酶检测试剂盒进行检测。

注意事项:

为了您的健康，实验操作时请穿实验服和带一次性手套。

保存条件:

-20 °C保存。

放于库房-80 °C保存，冰袋发货，发货后保质期一年。

备注:

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。