


PLKO-puro-IPTG-3xLacO

PLKO-puro-IPTG-3xLacO 载体是以 hPGK promoter 启动子启动 PuroR 抗性、F2A、lacI 表达。

图谱信息:



质粒元件信息:

hPGK promoter	7..507
PuroR	519..1115
F2A	1155..1220
lacI	1227..2306
WPRE	2361..2949
3' LTR (Δ U3)	3021..3254
SV40 ori	3487..3622
f1 ori	3810..4265
AmpR promoter	4291..4395
AmpR	4396..5256
ori	5427..6015
RSV promoter	6482..6710
5' LTR (truncated)	6711..6891
HIV-1 Ψ	6938..7063
RRE	7556..7789
gp41 peptide	7974..8018
cPPT/CTS	8550..8667

克隆位点序列信息:



质粒测序引物:

5'-TGTGAGCGGATAACAATTATTTCTTG-3'

产品基本信息

产品编号	产品名称	包装规格
GM-1013L013	PLKO-puro-IPTG-3xLacO	1 µg

使用说明:

收到产品后请尽快安排转化扩增。

注意事项:

为了您的健康, 实验操作时请穿实验服和带一次性手套。

保存条件:

-20 °C保存。

放于库房-80 °C保存, 冰袋发货, 发货后保质期一年。

备注:

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。