


PGMLV-MetLuc

PGMLV-MetLuc 载体带有 MetLuc，是最小分子量的荧光素酶。PGK promoter 启动 PuroR 的表达


图谱信息：



质粒元件信息：

5' LTR	1..635
HIV-1 Ψ	681..806
RRE	1303..1536
gp41 peptide	1721..1765
cPPT/CTS	2028..2143
MetLuc	2247..2906
PGK promoter	2923..3422
PuroR	3443..4042
WPRE	4056..4644
3' LTR	4850..5486
lac promoter	5661..5691
pUC origin	5956..6629
AmpR	6774..7634
AmpR promoter	7635..7739
SV40 poly(A) signal	7787..7921

克隆位点序列信息：



质粒测序引物:

5'-CAGTGCAGGGGAAAGAATAGTAGAC-3'

产品基本信息

产品编号	产品名称	包装规格
GM-1013L025	PGMLV-MetLuc	1 µg

使用说明:

收到产品后请尽快安排转化扩增。

注意事项:

为了您的健康，实验操作时请穿实验服和带一次性手套。

保存条件:

-20 °C保存。

放于库房-80 °C保存，冰袋发货，发货后保质期一年。

备注:

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。