


pCDNA3.1-Hygro(+)

pCDNA3.1-Hygro(+)是吉哺乳动物细胞过表达载体。

图谱信息:



质粒元件信息:

CMV enhancer	235..614
CMV promoter	615..818
T7 promoter	863..881
bGH poly(A) signal	1028..1252
f1 ori	1298..1726
SV40 promoter	1740..2070
HygR	2119..3144
SV40 poly(A) signal	3274..3395
lac promoter	3492..3522
ori	3846..4434
AmpR	4605..5465
AmpR promoter	5466..5570

克隆位点序列信息:



质粒测序引物:

5'-CGCAAATGGGCGGTAGGCGTG-3'

产品基本信息

产品编号	产品名称	包装规格
GM-1013P012	pCDNA3.1-Hygro(+)	1 μ g

使用说明:

收到产品后请尽快安排转化扩增。

注意事项:

为了您的健康，实验操作时请穿实验服和带一次性手套。

保存条件:

-20 °C保存。

放于库房-80 °C保存，冰袋发货，发货后保质期一年。

备注:

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。